

SKLÁRNY MORAVIA, akciová společnost  
Úsobrno č.p. 79  
679 39 Úsobrno  
CZECH REPUBLIC

Tel.: + 420 516 427 711  
Fax: + 420 516 427 700  
E-mail: [info@sklomoravia.cz](mailto:info@sklomoravia.cz)

## Prohlášení o shodě

Výrobek: Laboratorní sklo  
Objem: 50 – 2000 ml  
Barva: Čirá, hnědá

Veškeré laboratorní sklo vyráběné ve Sklárnách Moravia, akciová společnost je vyráběno v souladu s výkresy, specifikacemi pro tento výrobek a standardními podmínkami kvality pro laboratorní sklo.

Veškeré laboratorní sklo je vyráběno ve shodě s:

- ISO 719:1985
- 94/62/ES
- ES 1935/2004 \*
- EC 2023/2006 \*

Laboratorní sklo je také vyráběno v souladu s normami uvedenými na certifikátu číslo CQ-32/2019 vydaným akreditovanou laboratoří IKATES s.r.o. Teplice.

Naše společnost má certifikovaný systém managementu kvality dle ISO 9001:2015 od certifikační společnosti Intertek.

\* Laboratorní lahve jsou určeny pro skladování chemických látek a směsí. Lahve doporučujeme před použitím vypláchnout destilovanou vodou. U lahví se zábrusem se mohou na stěnách a dně lahví nacházet stopy skelného prachu po zábrusu. Takové lahve musí být před použitím vypláchnuty. Doporučujeme vypláchnout 2% roztokem kyseliny octové a následně destilovanou vodou. Pokud jsou lahve určeny pro uchování potravin a nápojů, musí výrobce nápoje/potravin lahve a zátky před plněním vypláchnout pitnou vodou nebo vodou s nízkým % alkoholem! Lahve se zábrusem doporučujeme vypláchnout nejprve 2% roztokem kyseliny octové a následně pitnou vodou nebo vodou s nízkým % alkoholem!

U lahví se zábrusem a zabroušenou zátkou nelze garantovat absolutní těsnost, a proto nejsou vhodné k přepravě tekutin. Případné použití vosků a těsnících materiálů pro zajištění lepší těsnosti je pouze na odpovědnosti toho, kdo těsnící materiál použil.

Úsobrno, 2.1.2021

Vystavil: Martin Dudek